

TBAD-034

TBAD-035

TBAD-037



فرشاة أسنان كهربائية بالبطاريات

دليل المستخدم

، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات الأمان وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة

احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً. قم بإخراج الجهاز من العبوة مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللأستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
 - بيئة من النوع:
 - منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
 - استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
 - من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من بقع الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبتلة أو رطبة.
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام.
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل أي مسؤولية
- إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم. استخدامه بأمان تام وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
- ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ، من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام فما فوق ، وبالبالغين الذين يعانون من
- يمكن استخدام هذا الجهاز
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.

- هذا الجهاز ليس لعبة ، ويجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بها.
- البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية: لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس

هناك خطر الاختناق.

- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ، لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبداً بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر. قم دائماً
- الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز. لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي بها
- الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد. هذا
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت.
- احرص على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
- في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب. يحظر استخدام الجهاز
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصرياً.

استعمال

ضع معجون الأسنان على الفرشاة وأدخله برفق في فمك. اضبط المفتاح على وضع التشغيل لبدء تنظيف الأسنان واللسان.

في اللثة. يجب أن يتوقف بعد عدة استخدامات. إذا استمر النزيف بعد أسبوعين من الاستخدام ، فاتصل بطبيب الأسنان.
ملاحظة: خلال الاستخدامات الأولى ، من الممكن ملاحظة نزيف طفيف

بعد الاستخدام ، اشطف فمك واشطف رأس الفرشاة جيداً ، وأزل الماء الزائد وجفف الفرشاة وخذنها.

يوصى :
استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر على الأقل.
إشراف الكبار إذا تم استخدام الفرشاة من قبل
طفل واحد (غير مناسب للأطفال دون سن 3).
يجب دائماً قبول استخدام الفرشاة الكهربائية من قبل طبيب الأسنان أو طبيب الأطفال مسبقاً.

التنظيف والصيانة

بعد شطف فرشاة الأسنان ، أزل الماء الزائد وجفف الفرشاة بقطعة قماش أو منشفة وقم بتخزين الفرشاة.

لا تستخدم أبداً منتجاً كاشطة.
تأكد من جفاف مقبض الفرشاة تماماً قبل استبدال البطاريات.

خصائص تقنية

يعمل ببطاريتين 1.5 فولت LR6 أو AA

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون إشعار

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها.

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.

المنتج مستورد من قبل Sotech International

"ذا بيربول" رقم A-107

33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay

فرنسا - sous-bois